

SDMA Ve Antitrombin III İin Teknik Şartname

Hizmet alımı gerekleřtirilecek olan ve numunelerin (SDMA ve Antitrombin III) bakılacađı laboratuvarın TÜRKAĐ tarafından sađlanan akreditasyon sertifikası olmalı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlıđı alıřma izni bulunmalıdır. SDMA analizi veteriner uygulamalarına uygun olmalı ve kediye spesifik alıřılmalıdır. SDMA spektrofotometrik yöntemle bakılmalı ve analiz deđeri $\mu\text{g/dl}$ olarak ifade edilmelidir. Antitrombin III analizi koagölometrik yöntemle bakılmalı ve analiz deđeri % olarak ifade edilmelidir. Numuneler sođuk zincir altında en ge 6 saat iinde laboratuvara ulařtırılmalıdır. Gönderilen numunelerde hemoliz, lipemi gibi durumlar gözlendiđinde raporda belirtilmelidir. Analiz sonuçları veteriner hekim biyokimya uzmanı tarafından onaylanmış olmalıdır.